



Bruksanvisning Isotoner Handskar

För bästa resultat rekommenderar Catell att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

Modeller

- Slutna fingertoppar (art. nr 25831)
- Öppna fingertoppar ($\frac{3}{4}$ finger)(art. nr 25830)

Kompressionsklass

- Kompressionsklass II, 23-32 mm Hg

Egenskaper

- Sömmar på utsidan som minimerar tryck på känsliga punkter
- Ingen söm över tumbasen
- Trots kompression ger handsken möjlighet till aktivitet

Använd handsken

- Enligt ordination från förskrivare (t ex arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare).
- Med sömmarna utåt

Kontakta din förskrivare om:

- Svullnaden ökar
- Handsken ger känselbortfall/domningar
- Handsken ger smärta

Fiberinnehåll

80% Nylon och 20% Lycra Spandex. Latexfri.

Skötselråd

Maskintvätt, 30 grader. Plantorkas.



Måttabell

Strl	* Mått	Strl	* Mått
XS	14-17 cm	L	22-24 cm
S	17-19 cm		
M	19-22 cm		

* Mått tages runt handled

Catell målsättning är att våra produkter skall vara till god hjälp i behandling av skador eller sjukdomar som kan uppkomma. Om några oklarheter uppstår kring användandet av våra produkter vänligen kontakta oss omgående.