

Catell rekommenderar att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Brukare med diabetes, känslig hud, kända kontaktallergier, nedsatt känsel eller dålig cirkulation ska vara extra observant för tryck, skav eller ödem under användning. Kontrollera alltid materialinnehåll nedan. Alla allvarliga incidenter i samband med användning av denna produkt ska anmälas till tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

Användningsområde

Ortosen stödjer och avlastar brukarens fingrar och hand efter skada, operation, kroniska smärttillstånd, ledförslitning, kronisk sjukdom eller överbelastningsbesvär. Ortosen kan även användas i avlastande syfte vid monotona rörelsemoment. Ortosen kan kombineras med handledsstöd.

Applicering

1. Öppna kardborrbanden och placera handen i ortosen med tummen i hålet och pekfingeret i den slutna slyngan. Placera lång-, ring-, och lillfinger mellan fingerbanden. Bild 1
2. Slut kardborrbandet på handryggen.
3. Dra fingerbandet i riktning mot tummen, placera mellan tummen och pekfingeret, och stäng kardborren på insidan av handen. Bild 2a, 2b
4. Se till att kardborrbandens mjuka och hårda delar täcker varandra och att ortosen sitter bekvämt.



Justera kardborrbanden vid behov. Det är viktigt att ortosen sitter bekvämt, utan att klämma, skava eller orsaka stas.

Material

Soft: polyester, viskos, elastan, nylon. Produkten är latexfri.

Tvättråd

Slut kardborrbanden. Följ tvättråden nedan. Använd gärna tvättpåse. Låt ortosen droptorka.



Måttabell

Strl	*Mått	Strl	*Mått	Strl	*Mått
S	16-19 cm	M	19-22 cm	L	22-24 cm

*Mått tas runt MCP-leder och ska ses som en vägledning.
Denna produkt är endast avsedd att användas på en patient.

Återvinning

Sortera enligt lokala föreskrifter.

Denna produkt överensstämmer med de krav som ställs i den Medicintekniska förordningen (EU) 2017/745, klass I produkter.



Manufacturer Catell AB

Örkroken 23, SE-138 40 Älta, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se

Instruction for use - Fingersling



Catell recommend that the product is fitted and adapted by a licensed or otherwise qualified health professionals. Users with diabetes, sensitive skin, known contact allergies, impaired sensibility or poor circulation must be extra observant and check for pinching, chafing or edema when using the brace. Always check material content below. Any serious incidents occurring relates to the device should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is resident. Contact your prescriber or Catell if questions about the product occur.

Area of use

The brace supports the users fingers and hand after injury, surgery, chronic pain, osteoarthritis, chronic disease or overuse problems. The brace can also be used for supportive purposes in repetitive movements. The brace can be combined with a wrist brace.

Application

1. Open all hook and loop straps and place the hand in the brace with your thumb in the hole and index finger in closed loop. Place long-, ring-, and little finger between finger straps. Picture 1
2. Close hook and loop strap on backside of the hand.
3. Pull the finger strap in direction towards thumb, place between thumb and index finger, and close hook and loop strap on inside of the hand. Picture 2a, 2b
4. Make sure that the hook and loop straps overlap each other and the brace fits comfortably.



Adjust the hook and loop straps when necessary. It is important that the brace fits comfortably without pinching, chafing or affect blood circulation.

Material

Soft: polyester, viscose, elastane, nylon. Free from latex.

Washing instructions

Close the hook and loop straps. Follow the washing instructions below. Use a washing pouch. Let the brace drip dry.



Size

Size	*Dimensions	Size	*Dimensions	Size	*Dimensions
S	16-19 cm	M	19-22 cm	L	22-24 cm

*Measure MCP-joints circumference. Measurements should be seen as guidelines. Single patient use.

Recycling

Sort according to local regulations.

This device conforms to the requirements of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 product class I.



Manufacturer Catell AB

Örkroken 23, SE-138 40 Älta, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se