

Catell rekommenderar att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Brukare med diabetes, känslig hud, kända kontaktallergier, nedsatt känsel eller dålig cirkulation ska vara extra observant för tryck, skav eller ödem under användning. Kontrollera alltid materialinnehåll nedan. Alla allvarliga incidenter i samband med användning av denna produkt ska anmälas till tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

## Användningsområde

Ortosen stödjer och avlastar brukarens hand och handled efter skada, operation, kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Ortosen kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment.

## Applicering

1. För in tummen i hålet. Bild 1
2. Håll handleden i neutralt läge och tummen palmarabducerad under applicering. Bild 2
3. Linda bandet i riktning mot handryggen och runt handleden. Stäng samtliga kardborrband så att ortosen sitter behagligt. Bild 3



Ortosen kan behöva justeras med jämna mellanrum beroende på vilka situationer den används i. Det är viktigt att ortosen sitter bekvämt, utan att klämma, skava eller orsaka stas.

## Material

**Stabil:** bomull, polyester, elastan. Produkten är latexfri.

## Tvättråd

Slut kardborrbanden. Följ tvättråden nedan. Använd gärna tvättpåse. Låt ortosen droptorka.



## Måttabell

One size. Produkten är bilateral.

Denna produkt är endast avsedd att användas på en patient.

## Återvinning

Sortera enligt lokala föreskrifter.

Denna produkt överensstämmer med de krav som ställs i den Medicintekniska förordningen (EU) 2017/745, klass I produkter.

# Instruction for use – Wrist Wrap



Catell recommend that the product is fitted and adapted by a licensed or otherwise qualified health professionals. Users with diabetes, sensitive skin, known contact allergies, impaired sensibility or poor circulation must be extra observant and check for pinching, chafing or edema when using the brace. Always check material content below. Any serious incidents occurring relates to the device should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is resident. Contact your prescriber or Catell if questions about the product occur.

## Area of use

The brace supports the users hand and wrist after injury, surgery, chronic pain, osteoarthritis or over-use problems. The brace can also be used for preventive purposes in heavy or repetitive movements.

## Application

1. Insert the thumb in the hole. Picture 1
2. Hold the wrist in a neutral position and the thumb in palmar abduction during application. Picture 2
3. Wrap the strap towards back of the hand and around your wrist. Close all hook and loop straps so that the brace fits comfortably. Picture 3



When necessary adjust the brace. It is important that the brace fits comfortably without pinching, chafing or affecting blood circulation.

## Material

**Stabil:** cotton, polyester, elastane. Free from latex.

## Washing instructions

Close hook and loop straps. Follow the washing instructions below.  
Use a washing pouch. Let the brace drip dry.



## Size

One size. The product is bilateral. Single patient use.

## Recycling

Sort according to local regulations.

This device conforms to the requirements of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 product class I.



Manufacturer Catell AB  
Örkroken 23, SE-138 40 Älta, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se

230416:4